

Положение о гарантии на продукцию Handy Medical



Уважаемый пользователь,

благодарим Вас за использование продукции Handy Medical, пожалуйста, внимательно прочитайте это положение после покупки и сохраните документы о покупке оборудования и гарантийный талон.

Гарантийные сроки

- Визиограф. Гарантийный срок – 1 год.
- Интраоральная камера. Гарантийный срок – 1 год.

Ремонт по гарантии не будет предоставлен при следующих условиях:

1. Без гарантийного талона (или документа, подтверждающего факт покупки и ввода в эксплуатацию, с указанием серийного номера).
2. Неисправность вызвана ошибкой. Используйте оборудование в соответствии с инструкциями.
3. Износ, вызванный небрежным использованием пользователем.
4. Повреждения, вызванные разборкой и модификацией неспециализированным обслуживающим сервисным персоналом.
5. Неисправности, царапины или поломки, вызванные движением или падением.
6. Повреждения, вызванные неправильным хранением, ремонтом и использованием.
7. Расходные материалы и аксессуары.